



Néma'Boost

Amplificateur KC2203

AMPLIFICATEUR DE NÉMATODES



Concentré soluble pour des
traitements encore plus efficace



Unidose à mélanger avec
les nématodes (non fournis)



Maintient l'humidité dans
l'environnement des nématodes



Tout Pour Les Nuisibles - France Nuisibles
31 Allée de la Poste
42470 Saint Symphorien de Lay



Infos-Conseils
04 74 05 25 56

Amplificateur de performance pour nématodes auxiliaires

Pourquoi utiliser le KC2203 ?

Lorsqu'ils sont appliqués dans de bonnes conditions climatiques, les nématodes auxiliaires réduisent considérablement les populations de ravageurs, ce qui permet de maintenir des cultures saines et des rendements plus élevés. Cependant ces bonnes conditions ne sont pas toujours réunies.

Pour booster leur efficacité, nous recommandons d'utiliser un AMPLIFICATEUR : KC2203.

Ce produit permet d'augmenter la survie (rémanence) des nématodes en conditions limitantes et augmente leur efficacité en conditions optimales.

Comment ça fonctionne ?

Formulé à base de glucides modifiés, KC2203 est un concentré soluble. KC2203 est un produit amplificateur entièrement biodégradable et utilisable en Agriculture Biologique. Il améliore l'efficacité des nématodes entomopathogènes en optimisant leur dispersion et leur durée de vie. KC2203 aide à retenir l'eau dans l'environnement proche des nématodes, augmentant leur survie en cas de stress climatique (abiotique).

SOLU.FR
TOUTPOURLESNUISIBLES.COM
PENNTYBIO.COM

Traiter juste. protéger mieux

K3D SARL - 04 74 05 25 56

31 allée de la Poste, 42470 Saint Symphorien de Lay
Siret : 499 312 023 | N° agrément : RH02399

info@solu.fr

Comment Utiliser l'amplificateur de performance pour bouillie de nématodes ?

Fonction

KC 2203 est un produit amplificateur organique entièrement biodégradable. Il améliore l'efficacité des nématodes entomopathogènes en optimisant leur dispersion et leur durée de vie. KC 2203 aide à retenir l'eau dans l'environnement proche des nématodes, augmentant leur survie en cas de variabilité climatique comme la pluie ou la sécheresse.

Préparation de la bouillie pour les nématodes

- Remplissez le réservoir du pulvérisateur au 1/3 avec de l'eau.
- Démarrer l'agitation.
- Ajouter KC 2203
- Remplissez complètement le réservoir
- Ajoutez les nématodes entomopathogènes en dernier (préparation pré-diluée), dans un réservoir entièrement rempli

KC 2203 est utilisable en Agriculture Biologique d'après le règlement (UE) 2018/848.

Produit

Glucides modifiés
SL- Concentré soluble
Flacons 30ml, 50ml, 100ml, 250ml

	Concentré	Volume d'eau	Cultures sous-abris	Cultures plein champ	Dose max
Néma'Boost KC2203	30ml	5 L	Volume bouillie de 600 à 1000L/ha	Volume bouillie de 200 à 500L/ha	3 litres concentrés / ha
	50ml	10 L			
	100ml	20 L			
	250ml	50 L			

IMPORTANT

Stockage : Conserver dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Conserver dans un endroit sec, frais et sombre. Eviter les températures inférieures à 0°C et supérieure à 30°C.

Après ouverture : conserver au frais et utiliser dès que possible.

Sécurité Classification : NON APPLICABLE

Conseil de prudence :

EUH208 : Contient du géraniol. Peut produire une réaction allergique.

P280 : Porter des gants de protection.

EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Mesures de protections des individus :

Respecter les bonnes pratiques agricoles, usages, doses, conditions d'emploi.

Pas de mesures particulières nécessaires

Se laver les mains après toute utilisation.

Premier secours :

Contact avec les yeux : rincer les yeux avec de l'eau par mesure de précaution.

Contact avec la peau : laver la peau abondamment à l'eau.

Inhalation : emmener la personne à l'air frais et la maintenir dans une position confortable pour respirer.

Ingestion : appeler un médecin en cas de malaise Conserver l'emballage ou l'étiquette en cas de consultation d'un médecin.

Elimination :

Réemploi de l'emballage interdit.

FDS : disponible en ligne sur Quickfds (Koppert - KC2203) <https://www.quickfds.com/fr>

Résultats d'essais avec KC2203



Source : Koppert France - 09/2023

K3D SARL garantit que KC 2203 est adapté à l'usage prévu et conforme aux spécifications contenues sur l'étiquette. K3D Sarl ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité commercialement acceptable et/ou d'adéquation à un usage particulier concernant ce produit, autres que celles qui sont contenues sur l'étiquette. K3D Sarl n'est pas responsable de tout dommage, direct ou indirect, qui résulterait d'une mauvaise utilisation du produit ou du non-respect des prescriptions contenues sur l'étiquette.